


FICHE PRODUIT

Accumulateur de froid souple 200 g

Référence AFS 200 B



DESCRIPTION

Les accumulateurs eutectiques sont des gels packs réfrigérants indispensables à la maîtrise de votre chaîne du froid. Liquide eutectique stable et biodégradable, produit non toxique
Polyéthylène haute densité de qualité alimentaire

UTILISATIONS

Pharmaceutique, Biomédical, Agroalimentaire.

COMPOSITION

Gel eutectique 200 grammes (Non-toxique, matières premières utilisées dans l'alimentaire, sans éther de glycol)

MODE D'EMPLOI

Avant utilisation, placez la plaque eutectique en position horizontale de préférence au congélateur pendant 24h minimum. Une fois solidifiée, insérez la plaque eutectique dans le caisson isotherme ou dans son support de réfrigération dédié. La température de congélation des plaques eutectiques doit toujours être inférieure de 6°C de la température d'eutexie.

COLISAGE

Quantité par carton	80
Dimensions carton (cm)	39,5 x 30 x h18
Poids du carton (kg)	16
Nombre de cartons par palette	32
Dimensions palette (cm)	80 x 120